

# FREELOX im Spital

Mobile Sauerstoffversorgung im Spitalbereich



# Sauerstoff für Ihre Patienten, Luft für Ihr Personal?

Sauerstoff wie Sie ihn brauchen – mobil, leicht, sicher.

## Für eine gute Atmosphäre

FREELOX ist ein Medikament mit einer Marktzulassung durch Carbagas und steht unter regelmässiger Kontrolle der Behörden. Die Lösung kombiniert verschiedene Versorgungsformen zu einem umfassenden Ganzen und schafft fließende Übergänge zwischen mobiler und stationärer Sauerstoffversorgung.

Das Resultat: Ihre Patienten sind individuell versorgt und können sich dabei frei bewegen.

## Vorteile des FREELOX Flüssigsauerstoff-Systems

- **Kompakt und leicht**  
1-3 kg je nach Modell)
- **Unerreichte Autonomie**  
4 – 20 h mit einer Füllung je nach Gerät (bei 2l/min)
- **Grosser Dosierungsbereich**  
Regelbar von 0.25 bis 7 l/min kontinuierlich für das Portable FREELOX, oder im gepulsten Modus für die Modelle Helios und Spirit
- **Geräuschlos**  
Integration und Gespräche ohne brummende Geräusche
- **Einfaches und schnelles Füllen**  
Unter 1 min Füllzeit für FREELOX 1.2l
- **Universelles System**  
Das FREELOX Reservoir passt zu allen portablen Geräten mit Puritan-Bennett-Anschluss (US)

## In jedem Fall bestens versorgt

FREELOX und Sauerstoff begleiten Ihre Patienten in allen Lebenssituationen, wodurch sie mehr Bewegungsfreiheit und eine höhere Lebensqualität erlangen.

Dies kommt auch Ihren Angestellten zugute, denn diese haben mehr Zeit für andere Aufgaben.

## Pioniere beim Medikament O<sub>2</sub>

Seit 2002 gilt Sauerstoff für den medizinischen Gebrauch als Medikament und ist heute in Kategorie E eingeteilt. Carbagas erfüllt die strikten Bedingungen des Bundesgesetzes über Arzneimittel sowie der Zulassungsbehörde Swissmedic bezüglich Herstellung, Distribution und Information zum Produkt. Carbagas gehört zu den ersten Betrieben, die Sauerstoff gemäss Heilmittelgesetz produzieren.

## Sauerstoff für die Mobilität der Patienten im Spital

Offerieren Sie Ihren Patienten ein ergonomisches System für die Mobilität!


- **Optimale Bewegungsfreiheit**  
Mobilität dank ergonomischem portablen FREELOX Gerät.
- **Stressfreie Gewöhnung**  
Der Patient übt den Umgang mit FREELOX in der Spitalumgebung für die spätere Therapie Zuhause.
- **Selbständigkeit des Patienten**  
Der Patient füllt sich das portable Gerät gleich selber auf.

## Sauerstoff für Patienten in ambulanter Konsultation

Werten Sie Ihre Dienstleistungen auf!

- **Sauerstoff Tankstelle**  
Mobilität dank ergonomischem portablen FREELOX Gerät.
- **FREELOX passt für alle**  
FREELOX ist kompatibel mit sämtlichen portablen LOX-Geräten.
- **Entspannungs Pause**  
Der Patient schätzt es zu wissen, dass er sein Portable auffüllen kann.

Wenn es um Mobilität geht, so ist FREELOX ist eine ideale Ergänzung zu den herkömmlichen Sauerstoff-Versorgungsformen.



#### **Sauerstoff für Patienten, welche aus dem Spital austreten**

Ermöglichen Sie Ihren Patienten einen stressfreien Übertritt aus dem Spital nach Hause!

- **Nahtlose Versorgung**

Der Patient geht gleich mit dem FREELOX Portable nach Hause.

- **Carbagas wartet schon zuhause**

Koordiniert die Betreuung mit der Lungenliga und liefert Sauerstoff.

- **Kurzfristige Information genügt**

Information an Ihre Lungenliga oder das Care Center von Carbagas unter der kostenlosen Hotline 0800 428 428.

#### **Sauerstoff für Patienten in medizinischer Rehabilitation**

Ermöglichen Sie Ihren Patienten eine aktive Rehabilitation unter Sauerstoffversorgung!

- **Aktive Mobilität**

Leichte tragbare Mobilität ohne Kabel und Batterie.

- **Gemeinschaft**

Mehrere Patienten können ihr Portable an derselben Station auffüllen.

- **Autonomie**

Mehrere Stunden Autonomie auch bei hohem Durchfluss.

# Carbagas

## Kontakt

### Care Center

0800 428 428  
homecare.info@carbagas.ch

### Hauptsitz

Carbagas AG  
Hofgut / Postfach 128  
3073 Gümligen

### Regionale Niederlassungen


Bern  
Waldeggstrasse 38  
3097 Liebefeld - Bern

Basel  
Kohlenstrasse 40  
4056 Basel

Genf  
Route des Jeunes 103  
1227 Carouge GE

Lausanne  
Rue du Grand-Pré 4  
1000 Lausanne

Zürich  
Klotenerstrasse 20  
8153 Rümlang



- Hauptsitz
- Care Center
- Vertriebszentren
- Regionale Verkaufsstellen
- Depotverkaufsstellen

